

# Инструкция за работа

Устройство за изчистване от токсини

## Детоксикатор МК 901



**Пациенти и практикуващи системата съобщават за много положителни ефекти от използването ѝ. Те включват:**

- Подобрено движение на ставите
- Освобождаване от ставните болки при артрит
- Подобряване на съня
- Подобрено здраве
- Повишена енергия и много други

### **Работа:**

1. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа, електрода и гривната в главното устройство. След това поставете електрода в съда с вода и сложете гривната на ръката си.
2. Потопете краката си във водата и включете червеното копче на апарата на задния панел, за да светне екрана .
3. Въведете в работен режим:

С бутон MODE, може да избирате работен режим. Има общо пет режима на работа. Обикновено се работи с режим 1, но също така може да се използва

програма 5, която е за силно изчистване или програма 4. Посредством бутони + и – можете да определите времетраенето на процедурата. Обикновено времетраенето е 30 минути. За да започнете процедурата натиснете бутон START. Показанията за ток А: ... са първоначално «0». Трябва да достигнат между 1.5 и 2.0. Оптималната стойност е 1.8. **За да я достигнете, предварително разтворете 1/3 чаена лъжичка сол в 1/2 чаша вода. Сипвайте по малко от така приготвения солен разтвор във ваничката и наблюдавайте показанията за сол А: .... Съблюдавайте показанията за сол, за да избегнете повреда.**

4. Режими на работа:

- (1) Само положително електричество – за клинични тестове
- (2) Само отрицателно електричество – за клинични тестове
- (3) 70+/30- - най-употребявана (1.8 до 2 единици за ток) Ph под 7 или 7
- (4) 15+/10-/5+ (1.5 до 2 единици за ток) при алкално състояние, Ph над 7
- (5) 10-/15+/5- (1.5 до 2 единици за ток) силна детоксикация, Ph под 7 или 7

**Моля, спазвайте зададените параметри, в противен случай рискувате повреда!**

В следните случаи, машината ще издава звуци или ще даде знак за грешка:

- а/ Електродът не е във водата или е повреден
- б/ Лентата за ръка не е сложена правилно или е повредена
- в/ Силата на тока е повече от 2.7 единици

По всяко време можете да използвате инфрачервения колан: Свържете колана към машината, сложете го на желана част от тялото, включете копчето за инфрачервения колан, изберете режим (L) слаб, (M) среден или (H) силен, за да започнете инфрачервения масаж. Функцията се използва заедно с детоксикацията или самостоятелно.

## Внимание

- Не докосвайте електрическия кабел докато ръката ви е мокра, обърнете внимание на личната си безопасност.
- Избягвайте ударите върху машината.
- Използвайте чиста кърпа за почистването на праха от машината; не използвайте химикали.
- Бъдете внимателни, когато натискате копчетата, за да запазите прибора.

## В случай на проблеми:

Апаратът дава дефекти	Обърнете се към техник
LCD екранът не светва	Проверете захранващия кабел или предпазителя
Електродът не работи	Сменете електрода, след като проверите връзката
Натискането на копчетата не предизвиква отговор	Изгасете тока за 10 секунди и опитайте отново.

## Списък на принадлежностите

Апарат	Електрод	Кабел	Гривна за ръка	Алуминиева кутия	Инфрачервен колан	Инструкция
--------	----------	-------	----------------	------------------	-------------------	------------

1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

## Инструкции за работа

- Използвайте обикновена чешмяна вода. Качеството на всяка вода е различно. Добавяйте по малко солена вода, приготвена предварително, докато достигнете препоръчителните стойности за А. Добавянето на солена вода помага на йонната детоксикационна система да провежда електричество и да работи. Проводимостта на водата определя йонния ефект и влияе на детоксикацията. Ако тока е под 1.5, добавете малко сол, за да подсилите проводимостта. Но за да запазите машината, избягвайте добавянето на прекалено много сол.
- Възрастните се нуждаят от 30 мин. на сесия.
- Деца 8-15 години трябва да използват уреда под наблюдението на възрастен. Детоксикацията може да се извършва на по-ниски стойности за А = 1.6 – 1.8 за 30 минути.
- Ако сте под 50 години, може да правите детоксикация през два дни, на третия, общо 14 процедури, след това спрете за около месец. Може да продължите с поддържащи процедури веднъж седмично. Препоръчват се два пъти годишно по един курс на изчистване от 14 процедури. Това става обикновено пролет и есен.
- Ако сте над 50 години, може да правите детоксикация през три дни, на четвъртия, общо 14 процедури, след това спрете за около месец. Може да продължите с поддържащи процедури веднъж седмично. Препоръчват се два пъти годишно по един курс на изчистване от 14 процедури. Това става обикновено пролет и есен.
- Електродът трябва да се почиства след всяка употреба под течаща гореща вода. Може да го дезинфекцирате с препарат, като го потапяте няколко пъти.

### **А. Предпазни мерки – кой не трябва да използва апарата:**

- a. Хора с импланти с батерии
- b. Хора с трансплантации на органи
- c. Бременни или кърмещи жени
- d. Деца под 8 години
- e. Хора с ниска кръвна захар е добре да ядат преди процедура

### **В. Примерни случаи, кога е препоръчително използването на уреда:**

- a. Хора, използващи големи количества тютюн или алкохол
- b. Хора с нисък имунитет
- c. Хора, изложени на голям стрес
- d. Хора, които ядат мазни храни
- e. Хора с диабет, висока кръвна захар, ревматизъм, артрит и много други

## Инфрочервен колан с бамбукови въглени

Най-новите проучвания показват, че бамбуковите въглени, направени от 5-годишен бамбук от отдалечени планини, обработен на висока температура, имат силен абсорбиращ ефект, почистващ въздуха или водата. Бамбуковите въглени също така излъчват инфрочервени лъчи, отрицателни йони и

абсорбират електромагнитни вълни. Коланът, направен от бамбукови въглени, може да затопли тялото ви, да облекчи мускулни болки, да увеличи активността на клетките, да ускори кръвообращението и др.

Инфрачервеният колан с бамбукови въглени може да ви помогне за:

- Намалява сковаността в ставите
- Облекчава мускулните спазми
- Увеличава циркулацията на кръвта
- Намалява болките
- Влияе на наранявания на меката тъкан
- Увеличава еластичността на тъканите
- Помага срещу разнасянето на инфекциозни огнища

Инфрачервената терапия е също вид светлинна и топлинна терапия и работи за засилването на здравето чрез:

- Подобряването на микроциркулацията чрез създаването на вибриращ ефект на молекулярно ниво, което е полезно от биологическа гледна точка.
- Увеличаването на доставянето на кислород и хранителни вещества от кръвните клетки до меките тъкани.
- Подобряването на функцията на белите кръвни телца, като по този начин се увеличава имунитета и елиминирането на чужди патогени и на клетъчни отпадъчни вещества.
- Отстраняването на натрупани токсини и подобряването на лимфната циркулация, които често са корена на много здравни проблеми. Натрупването на токсини в здраво тяло може да блокира нормалното кръвообращение и да понижи клетъчната енергия. Когато инфрачервената терапия се приложи, водните молекули, които капсулират токсините, се нагряват и започват да вибрират. Тази вибрация намалява йонните връзки на атомите, които придържат молекулите на водата. Когато водните молекули се разпадат, капсулираните газове и други токсини се освобождават и тялото се обновява и се подмладява.
- Спомага регенерирането и бързото оздравяване.
- Увеличава метаболизма между кръвта и тъканите.
- Стимулира хипоталамуса, който контролира биологични процеси като сън, настроение, усещане за болка и кръвно налягане.

С малки дози инфрачервена енергия няма риск от изгарянето на телесни клетки. Инфрачервената терапия е с доказан положителен ефект при:

- Артрит
- Мускулни болки и спазми
- Раменни и ставни схващания
- Синдром на Рейнолд и др.

Инфрачервената терапия също така подпомага процеса на загуба на тегло, растежа на нова коса, подобрява имунната система и общото здраве.

Инфрачервената терапия следва холистичния принцип на лекуване. Не само лекува симптома, но и подобрява цялостната функция на тялото.

<b>Цвят или частица</b>	<b>Материал или пречистената част на тялото</b>
<b>Black</b>	<b>Пречистване от черен дроб</b>
<b>Черни точки</b>	<b>Тежки метали</b>

<b>Кафяво</b>	<b>Пречистване от черен дроб, клетъчни отломки, тютюн</b>
<b>Тъмно зелено</b>	<b>Пречистване от жлъчен мехур</b>
<b>Оранжево</b>	<b>Пречистване на ставите</b>
<b>Червени точки</b>	<b>Кръвен съсирек</b>
<b>Бели частици като сирене</b>	<b>Ензимите работят неправилно</b>
<b>Бяла пяна</b>	<b>Пречистване на лимфната система</b>
<b>Жълто-зелено</b>	<b>Пречистване на бъбреци, пикочен мехур, простатна област</b>

Устройството не е предназначено да замества предписано лечение. То поддържа добрия Ви жизнен тонус и стимулира тялото да се само пречисти. Органите започват да функционират по – добре след направените процедури.

Уредът не е медицинско изделие. За лечение се консултирайте с медицинско лице.

Произведено в: Китай